

Ao pegar o frasco contendo a amostra:

1º Antes de Qualquer coisa, a amostra deve ser homogeneizada com muito cuidado.

2º Pode-se SEPARAR A AMOSTRA em 2 partes:

Parte A: Pequena, apenas para realizar testes de solubilidade em ÁGUA e ÁCIDO sulfúrico Diluído, além dos testes de identificação de:

NH_4^+ : ADIÇÃO DE NaOH , aquecimento e identificação do gás liberado. É NH_3 ? Tem NH_4^+

CO_3^{2-} : teste do sistema fechado com água de barita (tubo b)

Solubilidade em ÁGUA:

TOTALMENTE solúvel? \Rightarrow CO_3^{2-} na presença de Ba^{2+} , Sr^{2+} , Ca^{2+} e Mg^{2+} . SO_4^{2-} na presença de Ba^{2+} e Sr^{2+} . Pode existir Mg^{2+} junto com SO_4^{2-} . O pH da parte solúvel da amostra é $> 7,0$. Tem ANION que sofre hidrólise alcalina com CO_3^{2-} , NO_2^- , H_3CCOO^- . Se o pH da parte solúvel é menor do que 7,0, pode existir NH_4^+

TRATAMENTO PEQUENA PORÇÃO SOLIDA DA AMOSTRA com H_2SO_4 diluído:

Ocorre precipitação: Existe SO_4^{2-} na presença

de Ca^{2+} . Quem achar SO_4^{2-} NÃO terá íons Ba^{2+} e nem Sr^{2+} . Uma lente turvada já é uma dica de que pode haver Ca^{2+} .

Quem encontrar Ba^{2+} ou Sr^{2+} , não vai ter íons SO_4^{2-} na amostra.

Pode haver SO_4^{2-} junto com Mg^{2+} já que MgSO_4 é solúvel.

TRATAMENTO DE PEQUENA PORÇÃO SÓLIDA DA AMOSTRA COM H_2SO_4 concentrado (FAZER NA CAPELA)

liberação de gases alaranjados (tóxicos) indicativo da presença de Ba^{2+} . O gás laranja é bromo

liberação de gases violeta (tóxicos) indicativo da presença de I^- . O gás violeta é I_2

PARTE B DA AMOSTRA



TRATAMENTO COM Na_2CO_3

SEPARAÇÃO DE CATIONES

ANALISE DE ANIONES