## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO EXPERIMENTAL

**DISCIPLINA: BROMATOLOGIA (FBA0201)** 

PRÁTICA: Homogeneização de amostra

**Objetivo geral:** Determinar a composição centesimal de uma dieta.

Objetivo específico: Tornar a amostra homogênea para as análises subsequentes

## Método:

Cada grupo deverá pesar sua parte da amostra e pré-preparar conforme a tabela a seguir:

Grupo	Alimento	Pesar (CADA GRUPO)	Pré-preparo
1 e 2	Carne, boi, alcatra, frita (c/	110 g	Picar a carne em pedaços pequenos.
	óleo de soja), c/ sal		Pesar 60 g de água em um Becker.

Grupo	Alimento	Pesar (CADA GRUPO)	Pré-preparo
3 e 4	Salada, tomate, c/ azeite de	70 g	Picar em pedaços pequenos.
	oliva, c/ sal		Adicionar 0,22 g de sal e 6,33 g de
			azeite.

Grupo	Alimento	Pesar	Pré-preparo
5	Salada, alface americana, c/	2 porções de 40 g,	Picar em pedaços pequenos.
	azeite de oliva, c/ sal	cada uma	Adicionar 0,13 g de sal para cada porção e 5,69 g de azeite para cada porção

Grupo	Alimento	Pesar	Pré-preparo
6	Arroz, polido, cozido, c/	2 porções de 160 g,	Não há.
	óleo, cebola e alho, c/ sal	cada uma	Pesar 60 g de água para cada porção.
			Usar os Béqueres de 100 mL

Grupo	Alimento	Pesar	Pré-preparo
7	Feijão, carioca, cozido ( <b>50</b> %	2 porções de 160 g,	Não há.
	grão e 50% caldo), c/ óleo,	cada uma	
	cebola e alho, c/ sal		

- 1. As porções pesadas por todos os grupos, unidas, serão equivalentes a 2 (dois) pratos da refeição.
- 2. Conforme chamado pela ordem (1, 3, 5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7), cada grupo deverá levar seu alimento para a bancada de processamento.
- 3. Processar o alimento seguindo as orientações do monitor
- 4. Para o processamento da carne, adicionar mais 60 gramas de água.
- 5. Para o processamento do arroz, adicionar mais 60 gramas de água
- 6. Ao final, todos os alimentos processados estarão homogeneizados formando uma pasta única.
- 7. Esta pasta deverá ser espalhada em bandejas de alumínio para a secagem em estufa à vácuo a 60°C.
- 8. Duas porções de 40 gramas cada deverão ser separadas para a **Análise de Umidade**.