

The Sequence Manipulation Suite: Primer Show

Results for 1537 residue sequence "NC_006085.1:606152-607688 Propionibacterium"

```

1          AGAGTTTGTATCTGGCTCAG 3' PUF
1  TTTTTCATTGGAGAGTTTGAATCGTTCAGGACGAACGCTGGCGCGTGCTTAACACAT
61  GCAAGTCGAAACGGAAAGGCCCTGCTTTTGTGGGGTGCTCGAGTGGCACAACGGGTGAGTA
121  CACGTGATAAAGCTGCCCTGGACTTGTATTTGGGATACTTCAGGAAACTGGGCGCTAACCGGA
181  TAGGAGCTCCTGCTGCATGGTGGGGTTGGAAAGTTTCGGCGGTTGGGAGTGACTCGCG
241  GCTTATCAGCTTGTGTGGGGTAGTGGCTTACCAAGGCTTTCAGCGGTGACGCGGCTGA
301  GAGGGTGACGCGCACATTGGGACTTGAGATACAGCCGACAGCTCTACGGAGGACGACAGT
361  GGGGAAATATTGCACAAATGGCGGGAAGCCTGATGACGACAACGCCGCGTGCGGGATGACGCG
421  CTTCGGGTTGTAACCCGCTTTCGCTCTGTGACGAGCGTGAGTGACGGTAAATGGGTAAAGA
481  AGCACCAGGCTAACTACGTGCCAGGACGCGGGTAGTCAGTGGGTGCGAGCGTGTGCCG
541  ATTTATTGGGCGTAAAGGGCTCGTAGTGGTGTGATCGCTCGGAAGTGTAAATCTTGGGCG
601  TTAACCTCAGCGTCTCTTTCATACGGGTGACTTGAGGAAGGTAGGGAGAATGGAATT
661  CCTGGTGGAGCGGTGGAATGCGCAGATATCAGGAGGACAACCAAGTGGCGAAGGCGTTCT
721  CTGGGCCCTTCTCAGCTCAGGAGCGAAGCGGTGGGAGGACGAACAGGCTTAGATACCTC
781  AACGGTGGGTACGTGGTGTG 3' PF
781  GGTAGTCCACGCTGTAACAGGTGGGTACTAGGTGTGGGGTCCATTCCACGGGTCCGTC
841  CGTAGCTAACGCTTTAAGTAAACCCGCTGGGGAAGTACGGCGCAAGGCTAAAACCAAAG
901  GAATTTACGGGCGCCCGACAAGCGGAGGATCGGGAATTAATTCGATGCAACGCGTAG
961  TAGCCCTCAGCAAGTCTTAC 5' PR
961  AACCTTACCTGGGTTTGACATGGATCGGAGTGCTCAGAGATGGGTGTCCTCTTTGGG
1021  GTCGGTTACACGGTGGTGCATGGCTGTGTCAGCTCGTGTGCTGAGAGTGTGGGTAAAGT
1081  CCCGCAACGAGCGCAACCCCTTGTTCAGTTGTCGACGACGATTATGGTGGGACATCAGTGG
1141  AGACCGCCGGGGTCAACTCGGAGGGAAGTGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCTTAT
1201  GTCCAGGGCTTCACGATGCTACAATGGCTGGTACAGAGAGTGGCGAGCCTGTGAGGGTG
1261  AGCGAATCTCGGAAAGCGCGTTCAGTTGCGATTGGGGTCTGCAACTCGACCTCATGAAG
1321  TCAGAGTCTGATGTAATCGAGATCAGCAACTGCGGTGAATACGTTCCCGGGGCTTGT
1381  ACACACGCCCGTCAAGTCATGAAAGTTGGTAACACCCGAAGCGCGTGGCTAACCGTTG
1441  TTCAGCATTGTTCCATCGGCA
1441  TGGGGAGCGCTGGAAGTGGACTGTTGATTAGGACTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTA
1501  5' PUR
1501  CGGGAAGGTGCGGCTGGATCACTCTCTTCTTAAGGAG

```

Houve homologia dos primers universais com a região da sequência 16S da espécie escolhida.

(4) Determinar a temperatura de melting e de anelamento dos primers desenhados e dos primers universais:

(a) NEB Tm calculator (Q5 High-Fidelity DNA Polymerase):

Primer Universal forward (PUF): 5' AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 3' (Tm: 64 °C)

Primer Universal reverse (PUR): 3' TTCAGCATTGTTCCATCGGCA 5' (Tm: 66°C)

Temperatura de anelamento: 65°C

Primer Personalizado forward (PF): 5' AACGGTGGGTACTAGGTGTG 3' (Tm: 66 °C)

Primer Personalizado reverse (PR): 5' CATCTCTGAGCACTCCCGAT 3' (Tm: 66 °C)

Temperatura de anelamento: 67°C

(b) Fórmula tradicional:

Primer Universal forward (PUF): 5' AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 3' (Tm 60°C)

Primer Universal reverse (PUR): 3' TTCAGCATTGTTCCATCGGCA 5' (Tm: 62°C)

Primer Personalizado forward (PF): 5' AACGGTGGGTACTAGGTGTG 3' (Tm: 62 °C)

Primer Personalizado reverse (PR): 5' CATCTCTGAGCACTCCCGAT 3' (Tm: 62 °C)

(5) Determinar o tamanho do amplicon

(a) Tamanho do gene que codifica o 16S ribossomal do procarioto selecionado: 1537 bp

(b) Entre o Primer Universal forward e o Primer Universal reverse: 1488 bp

(c) Entre Primer Personalizado forward e o Primer Personalizado reverse: 207 bp