

# Extração do DNA ou RNA

- Manual ou automatizada
- Qualidade (pureza e integridade)

Pureza: Contaminação com RNA/proteínas

OD 260nm /280nm Razão = 1,8 – 2,0

Amostras com razão acima de 2,0 tem muito RNA

Amostras com razão abaixo de 1,8 tem contaminação com proteína

Contaminação com reagentes

OD 260nm /230nm Razão = 2,0 – 2,2

Amostras com razão abaixo do esperado tem contaminação reagentes

