


FICHA TÉCNICA
AQUACEL® Ag Foam Curativo Antimicrobiano Adesivo de Espuma com Tecnologia Hydrofiber®

Nome Genérico	Curativo antimicrobiano adesivo de espuma de hidrofibra com prata
Nome Comercial	AQUACEL® Ag Foam Curativo Antimicrobiano Adesivo de Espuma com Tecnologia Hydrofiber®
Imagem	
Descrição	<p>AQUACEL® Ag Foam adesivo é um curativo estéril, com uma camada protetora superior impermeável, uma camada de almofada de espuma absorvente, uma camada de hidrofibra com prata iônica e uma borda de adesivo de silicone.</p> <p>Pode ser usado como curativo primário ou secundário, sozinho ou em combinação com outros produtos para o cuidado de feridas e pode ser cortado no tamanho e formato desejados conforme a indicação de um profissional da saúde.</p>
Marca	Aquacel® Hydrofiber® ConvaTec®
Fabricante	ConvaTec Inc. – Estados Unidos
Composição do Produto	<p>Filme de poliuretano; espuma de poliuretano grau médico; camada de ligação em poliamida; hidrofibra: 100% carboximetilcelulose contendo 1,2% p/p de prata; silicone adesivo ligado ao filme de poliuretano.</p> <p>Processo de esterilização: Óxido de etileno.</p>
Características e Ações do Produto	<p>O único curativo de espuma de prata que oferece os benefícios de cicatrização de uma camada de contato Hydrofiber®, o conforto da espuma e o poder de matar bactérias da prata iônica.</p> <p>AQUACEL® Ag Foam adesivo possui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Camada superior impermeável que permite a evaporação do excesso de umidade enquanto protege contra a penetração viral / bacteriana, permitindo que o paciente se banhe normalmente. • Almofada de espuma macia e absorvente para melhorar o conforto do paciente e absorver o excesso de fluido. • Camada de Tecnologia Hydrofiber® com prata iônica que administra o exsudato da ferida através da capacidade de absorção e gelificação. O gel coeso em contato com o exsudato da ferida molda-se perfeitamente ao seu leito, ajudando a minimizar a dor associada às mudanças de curativo e eliminando o espaço morto onde bactérias e biofilmes podem crescer. A capacidade de absorção e retenção da Tecnologia Hydrofiber® garante que o exsudato absorvido pelo curativo permaneça retido em suas fibras sem retorno ao leito da ferida, retendo também bactérias e ajudando a minimizar a infecção cruzada e prevenir a maceração. A prata iônica incorporada no curativo mata um amplo

	<p>espectro de microrganismos patógenos, tanto planctônicos quanto aqueles presentes no biofilme bacteriano, incluindo bactérias, leveduras e fungos. O próprio curativo atua como uma barreira antimicrobiana que protege o leito da ferida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adesivo de silicone suave que proporciona uma adesão segura, fácil de usar e remoção atraumática. 																																														
Recomendações de Uso	<p>Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem para verificar as contraindicações, precauções e observações.</p> <p>O curativo AQUACEL® Ag Foam adesivo pode ser utilizado no tratamento de feridas crônicas e feridas agudas, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Queimaduras de segundo grau; • Pé diabético, úlcera de perna (úlceras venosas, úlceras arteriais, e úlceras de etiologia mista), lesão por pressão (estágios 2 a 4); • Feridas cirúrgicas a cicatrizar por segunda intenção, tais como deiscência; • Feridas cirúrgicas a cicatrizar por primeira intenção, tais como incisões dermatológicas ou cirúrgicas (ex: ortopédicas e vasculares); • Lesões traumáticas; • Lesões com tendência a sangrar, tais como lesões que foram desbridadas mecânica ou cirurgicamente e zonas doadoras; • Lesões dolorosas; • Lesões infectadas; • Abrasões; • Lacerações; • Cortes mínimos; • Queimaduras mínimas. <p>Pela capacidade de barreira contra a contaminação por vírus ou bactérias, o curativo ajuda na redução da infecção.</p> <p>Se o adesivo for cortado, será necessário fita adesiva adicional para manter o curativo posicionado na ferida.</p>																																														
Cuidados de Conservação	Armazenar entre 10 e 25°C. Conservar em local seco e evitar umidade elevada. Proteger da luz.																																														
Registro Sanitário	Registro ANVISA: 80523020041																																														
NCM	3005.90.90																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código ICC</th> <th>Brasíndice</th> <th>SIMPRO</th> <th>Tamanho Total</th> <th>Tamanho da Janela Central de Hidrofibra</th> <th>Unidades por Caixa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>420681</td> <td>BR10343</td> <td>262091</td> <td>10 cm X 10 cm</td> <td>7 cm X 7 cm</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>420627</td> <td>BR10344</td> <td>262092</td> <td>12,5 cm X 12,5 cm</td> <td>8,5 cm X 8,5 cm</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>420628</td> <td>BR10345</td> <td>262093</td> <td>17,5 cm X 17,5 cm</td> <td>13,5 cm X 13,5 cm</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>420629</td> <td>BR10346</td> <td>262094</td> <td>21 cm X 21 cm</td> <td>17 cm X 17 cm</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>420647</td> <td>BR10347</td> <td>262095</td> <td>19,8 cm X 14 cm (calcâneo)</td> <td>14 cm X 8,7 cm</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>420648</td> <td>BR10348</td> <td>262096</td> <td>20 cm X 16,9 cm (sacral)</td> <td>11,4 cm X 13,5 cm</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>						Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Tamanho Total	Tamanho da Janela Central de Hidrofibra	Unidades por Caixa	420681	BR10343	262091	10 cm X 10 cm	7 cm X 7 cm	10	420627	BR10344	262092	12,5 cm X 12,5 cm	8,5 cm X 8,5 cm	10	420628	BR10345	262093	17,5 cm X 17,5 cm	13,5 cm X 13,5 cm	10	420629	BR10346	262094	21 cm X 21 cm	17 cm X 17 cm	5	420647	BR10347	262095	19,8 cm X 14 cm (calcâneo)	14 cm X 8,7 cm	5	420648	BR10348	262096	20 cm X 16,9 cm (sacral)	11,4 cm X 13,5 cm	5
Código ICC	Brasíndice	SIMPRO	Tamanho Total	Tamanho da Janela Central de Hidrofibra	Unidades por Caixa																																										
420681	BR10343	262091	10 cm X 10 cm	7 cm X 7 cm	10																																										
420627	BR10344	262092	12,5 cm X 12,5 cm	8,5 cm X 8,5 cm	10																																										
420628	BR10345	262093	17,5 cm X 17,5 cm	13,5 cm X 13,5 cm	10																																										
420629	BR10346	262094	21 cm X 21 cm	17 cm X 17 cm	5																																										
420647	BR10347	262095	19,8 cm X 14 cm (calcâneo)	14 cm X 8,7 cm	5																																										
420648	BR10348	262096	20 cm X 16,9 cm (sacral)	11,4 cm X 13,5 cm	5																																										