

# Montagem da Caixa de Endodontia

## PARTE SUPERIOR

Instrumental clínico (pinça, sonda ponta reta, sonda exploradora, espelho, condensadores de Paiva, porta guta percha)	
Kit de irrigação/aspiração	Régua calibradora

## PARTE INFERIOR

20;25;30;35;40 (.02)	Brocas LA Axxess (35/06, 45/06)  e  CP Drill	K 90-140 25mm	K 15-40 31mm	K08 25mm
45;50;55;60 (.02)		Hendstroem 15-40 25mm	K 45-80 31mm	K10 25mm
20-25-30 (.04)		Alargador (15- 40)	Espaç. digital	K 15-40 25mm
25/.06; 30/.06 35/.08; 40/10		Brocas esféricas alta rotação (1,2,3 e 4) Brocas esféricas de pescoço longo (1 e 2) Endo Z		
Nitiflex 15-40 (25mm)				

As limas 30/.06; 35/.08 e 40/10 podem ser substituídas pelas limas 25/12; 25/10 e 25/08