

Descrição dos Procedimentos em DENTÍSTICA	Cód SUS	Unidade	Pontos oper.	Pontos auxiliar
Acabamento das margens (dentes posteriores) ou bisel (dentes anteriores estética) em esmalte	714	Dente	0,4	0,2
Acabamento e/ou polimento de restauração (informar se amálgama ou resina)	714	Face	0,2	0,1
Alta parcial do paciente na Dentística	317	Paciente		
Alta total do paciente na Dentística	318	Paciente		
Anamnese	326	Paciente	0,4	0,2
Anestesia (informar se tópica, infiltrativa ou bloqueio e tipo de anestésico)	999	Região	0,4	0,2
Aplicação de sistema adesivo (informar marca, técnica e tempo de fotopolimerização)	999	Dente	0,4	0,2
Aplicação de laser	338	Sessão	2,0	1,0
Aplicação tópica de flúor em gel (informar se com escova ou isolamento relativo)	009	Sessão	0,4	0,2
Aplicação tópica de verniz fluoretado (Duraphat)	286	Sessão	0,4	0,2
Clareamento dentes vitais (informar se técnica caseira supervisionada ou consultório)	281	Sessão	1,0	0,5
Condicionamento com ácido fosfórico (informar tempo em esmalte e dentina)	999	Dente	0,4	0,2
Documentação fotográfica (mínimo 2 fotos: inicial e final)	408	Paciente	0,4	0,2
Encaminhamento para outra disciplina (Periodontia e/ou Cirurgia - pacientes trânsito)	356	Paciente		
Escovação supervisionada	359	Paciente	0,4	0,2
Exame clínico	007	Paciente	0,4	0,2
Faceta direta de resina composta	263	Dente	3,0	1,5
Falta do auxiliar	388	Sessão		
Falta do operador	250	Sessão		
Falta injustificada do paciente	249	Sessão		
Falta justificada do paciente	248	Sessão		
Fechamento de diastema	544	Dente	3,0	1,0
Instruções sobre dieta e saúde bucal	280	Paciente	0,4	0,2
Isolamento absoluto (informar os dentes, com ou sem grampo, qual grampo)	999	Região	1,0	0,5
Isolamento relativo	999	Região	0,2	0,1
Moldagem total com alginato da(s) arcada(s) superior ou inferior	251	Arcada	0,8	0,4
Paciente apresenta (descrever o achado clínico) e necessita de avaliação (da disciplina)	999	Paciente		
Paciente Compareceu ao Serviço = PCS (para.... informar o que planejou fazer)	999	Sessão		
Paciente deve retornar à Dentística, após..... (informar o tratamento necessário)	999	Paciente		
Paciente Deve Retornar ao Serviço = PDRS (informar data e alunos que irão atender)	412	Sessão		
Preenchimento da ficha de Achados Clínicos e Tratamento Proposto	999	Paciente	0,4	0,2
Preenchimento do Odontograma	999	Paciente	0,4	0,2
Preenchimento do Plano de Tratamento	274	Paciente	1,0	0,5
Profilaxia (informar se todos os dentes para diagnóstico ou só dente a ser restaurado)	647	Boca toda	1,0	0,5
Proteção da dentina com Cimento de Hidróxido de cálcio (informar marca)	716	Dente	1,0	0,5
Proteção da dentina com Cimento de Ionômero de Vidro (informar marca)	452	Dente	1,0	0,5
Proteção pulpar direta com Hidróxido de cálcio P.A.	019	Dente	0,6	0,3
Radiografia interproximal (informar se convencional ou digital)	260	Região	0,6	0,3
Radiografia periapical (informar se convencional ou digital)	257	Região	0,6	0,3
Recontorno e repolimento de restauração (amálgama, CIV ou resina)	276	Face	0,4	0,2
Remoção de resina e adesivo após remoção de aparelho ortodôntico	999	Arcada	0,4	0,2
Remoção de restauração (informar se provisória, Amálgama, Resina ou CIV)	829	Face	0,8	0,4
Remoção de tecido cariado	013	Dente	1,0	0,5
Reparo da restauração de (amálgama ou resina) com.... (amálgama, CIV ou resina)	278	Face	1,6	0,8
Restauração de dente permanente anterior com CIV (informar a marca)	545	Face	2,0	1,0
Restauração de dente permanente posterior com CIV (informar a marca)	550	Face	2,0	1,0
Restauração dente permanente anterior com resina composta (informar cor e marca comercial)	544	Face	2,0	1,0
Restauração dente permanente posterior com amálgama	547	Face	2,0	1,0
Restauração dente permanente posterior com resina composta (informar cor e marca comercial)	549	Face	2,0	1,0
Selamento de margem da restauração (amálgama ou resina) com (selante resinoso ou ionomérico)	277	Face	1,0	0,5
Selante (informar a marca comercial e se ionomérico ou resinoso)	011	Dente	1,0	0,5
Traumatismo - Fratura coronária sem exposição pulpar (informar se colagem ou restauração)	683	Face	3,0	1,5
Triagem	244	Paciente	1,0	0,5
Vazamento de modelo	353	Arcada	0,2	0,1